



Till alla identitetskontrollanter

Vi har märkt en ökande trend att id-kontrollanterna skickar in ett igenklistrat kuvert med hårprover till Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU. Dessa förseglade kuvert ska aldrig skickas in till Husdjursgenetiska laboratoriet. De skall normalt endast arkiveras som backup-prov för chipmärkningen (se information på chipmärkningsblanketten). Vissa rasföreningar lagrar själva dess prover, medan andra föreningar överlåter lagringsansvaret på hästägaren.

För de hästar som skall DNA-typas och härstamningskontrolleras skall hårprovet monteras enligt instruktion på tillhandahållen kartongbit, och märkas med namn och registreringsnummer om det finns ett sådant. Alternativt kan betäckningsrapportnummer eller registreringsansökansnummer anges. Provet kan även märkas med en chipetikett. Observera att denna måste fästas på en slät plats, t.ex. på kartongens baksida, för att kunna läsas av en skanner, d.v.s hårrötterna skall inte fästas med chipetiketten. Det monterade provet skall stoppas i den medföljande blixtlåspåsen.

Allt provtagningsmaterial samt [instruktioner om provtagningen](#) tillhandahålls av Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU, på www.slu.se/hgenlab. Vi uppmanar alla identitetskontrollanter att beställa provtagningsmaterial i god tid innan identitetskontrollen skall utföras.

Eftersom hanteringen av felaktigt monterade hårprover och förseglade kuvert med hårprover väsentligt fördröjer vårt arbete, kommer vi att från den 1 januari 2011, debitera 125 Kr (inkl moms) för prover som inte skickas in enligt våra befintliga instruktioner.

Information om vilka regler för registrering som gäller för den aktuella hästen tillhandahålls av den registrerande föreningen.

Med vänlig hälsning,

*Sofia Mikko,
Avd. Chef, Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU*